

TipsHaler-HospitHal®

Inhalierhilfe für den Mehr-Patienten-Gebrauch

Der TipsHaler-HospitHal® ist optimal auf den Einsatz in der Klinik und Arztpraxen abgestimmt.

Mögliche Wirkungsweisen:

- Optimiert die Deposition bronchialgängiger Wirkstoffpartikel in der Lunge

Produktmerkmale:

- Für den Mehr-Patienten-Gebrauch geeignet (autoklavierbar, max. 134 °C)
- Kompatibel mit allen gängigen Dosieraerosolen
- Kann mittels Adapter mit der Trachealkanüle verbunden werden
- Die Masken passen sich optimal der Gesichtsform an
- Volumen der Inhalierhilfe: 150 ml
- Entspricht höchsten klinischen Anforderungen (KRINKO) bezüglich Anwendung und Hygiene (max. 134°C / Mehr-Patienten-Gebrauch)
- TipsHaler-HospitHal® ist für die hygienische Wiederaufbereitung komplett zerlegbar



Maske für Säuglinge (0–1 Jahr) Maske für Kleinkinder (1–6 Jahre) Maske für Erwachsene


Die geteilte Maske verhindert eine nasale Inhalation. Die beste Medikamentendeposition wird über das Mundstück erreicht.

TipsHaler-HospitHal®
mit Mundstück für Erwachsene und
Kinder ab 6 Jahren
Artikel-Nr. 385

TipsHaler-HospitHal® mit Maske
für Säuglinge 0–1 Jahr
Artikel-Nr. 386
für Kleinkinder 1–6 Jahre
Artikel-Nr. 387
für Erwachsene
Artikel-Nr. 388

RC-Adapter (ID15mm/ID 22mm)
für Trachealkanüle
Artikel Nr. 3630

INFO



* Dosieraerosol separat erhältlich.

Zahlreiche Studien, die an diesen Inhalierhilfen durchgeführt wurden, haben ihre Wirksamkeit nachgewiesen. Studien auf Anfrage erhältlich.