


Für ein gutes Gefühl - jeden Tag.

Durch eine natürliche Pflege und Reinigung der Schleimhäute können Sie die Abwehr von Schad- und Reizpartikeln wirksam unterstützen und Infektionen der Atemwege effektiv vorbeugen.



⊕ **DOPPELTE ANWENDUNG:**
für Nase und Rachen.



RC-Pflege® N Nasen- und Rachenspray

Befeuchtet, reinigt, schützt und pflegt die Schleimhäute, auch bei der Zufuhr von Sauerstoff.

Stärkt die Immunabwehr durch die Unterstützung der Reinigungsfunktion der Atemwege bei Staub, Viren, Pollen und Allergenen. Täglich und dauerhaft anwendbar (ohne Gewöhnungseffekt).

RC-Gel NASAL

Sanftes, feuchtigkeitsspendendes Gel für die natürliche Befeuchtung trockener Nasenwege, speziell begleitend zur Sauerstofftherapie.

Regt die Zellenneubildung an, befeuchtet und beruhigt gereizte Haut.

⊕ **FÜR DIE TÄGLICHE PFLEGE:**
befeuchtet, beruhigt und unterstützt Heilungsprozesse.



⊕ **EINFACH, SCHNELL UND SICHER:**
hygienische Aufbereitung beugt Keimbildung und so möglichen Infektionen vor.



RC-Clean® Reinigungsbeutel

Wiederverwendbare Sterilisationsbeutel mit voll-viruzider Desinfektionswirkung, für die einfache Reinigung von Medizinprodukten und Babyartikeln.

Durch den heißen Dampf werden Bakterien, Viren und Keime inaktiviert. 60 ml Wasser in den Beutel geben, verschließen und diesen in die Mikrowelle geben. Danach die Produkte einfach trocken lassen.

Ganzheitliche Atemtherapie für die leichtere Atmung


Die oberen und unteren Atemwege sind miteinander verbunden – Nase und Lunge sind ein gemeinsames System. Viren und Bakterien können sich von dem einen auf den anderen Bereich ausbreiten. Um diesem vorzubeugen ist es sinnvoll, dass wir in der Prävention und Behandlung beide berücksichtigen.




+ FREIE NASE OHNE MEDIKAMENTE:
die Nase wird besser belüftet und spürbar freier.



+ INTEGRIERTER ANSCHLUSS FÜR ISO-GENORMTE VERNEBLER:
zur gleichzeitigen Atemtherapie und Feuchtinhalation.



+ BEI REGELMÄSSIGER ANWENDUNG:
werden Klinikaufenthalte und Antibiotikabedarf reduziert.



Wirkprinzip und Gebrauchsanweisung als Video unter www.cegla.de

RC-Cornet® PLUS NASAL

Löst und entfernt Schleim im Nasen-Rachenraum, wirkt langfristig abschwellend und regenerierend.

Lindert Husten bei Postnasal-Drip-Syndrom, senkt bronchiale Hyperreagibilität, hilft bei Nasenspray-sucht (Privivismus), verbessert die Belüftung der Nasennebenhöhlen und des Mittelohrs (Tubenventilationsstörungen). Nur bei starker Polypenbildung ist der Therapieverlauf nicht absehbar.



Wirkprinzip und Gebrauchsanweisung als Video unter www.cegla.de

RC-Cornet® PLUS

Befreit die Atemwege effektiv von feststehendem Bronchialschleim, reduziert Husten und Atemnot.

Symptome bei chronischen Erkrankungen wie Asthma, Husten, Bronchitis oder COPD, werden bei regelmäßiger Anwendung spürbar verbessert.



RC-Cornet® PLUS // PZN 12 419 336 // Artikel-Nr. 2600
Erstattungsfähig durch den Haus-, Kinder- oder Lungenfacharzt unter Hilfsmittel-Positions-Nr. 14.24.08.0013



Hier finden Sie Hilfestellungen zu Atemwegserkrankungen, Schwerpunkt sind COPD, Lungenemphysem und Asthma.

CEGLA Medizintechnik GmbH & Co. KG
Horresser Berg 1
56410 Montabaur
Tel +49 2602 92 13-0
info@cegla.de
www.cegla.de

CEGLA
MEDIZINTECHNIK