




## Inhalation in der Klinik

Zur Anwendung von Dosieraerosolen im System oder zum Mehrpatientengebrauch:

- RC-Chamber reusable
- CombiHaler®/CombiHaler® Solo

**CEGLA**  
MEDIZINTECHNIK





## Inhalierhilfe für den Mehr-Patienten-Gebrauch

Der RC-Chamber reusable ist optimal auf den Einsatz in der Klinik und Arztpraxen abgestimmt.

### Produktmerkmale:

- für den Mehr-Patienten-Gebrauch geeignet (autoklavierbar + DIN EN 1360 max. 134°C)
- kompatibel mit allen gängigen Dosieraerosolen
- kann direkt mit der Trachealkanüle verbunden werden
- die weichen Masken passen sich optimal der Gesichtsform an
- Masken sind auch einzeln erhältlich
- Aufbereitung unterliegt den KRINKO Leitlinien

Die beste Medikamentendeposition wird über das Mundstück erreicht. Wenn möglich bitte stets über das Mundstück anlernen.



RC-Maske für Säuglinge 0-1 Jahr  
Artikel-Nr. 3011



RC-Maske für Kinder 1-5 Jahre  
Artikel-Nr. 3021



RC-Maske für Erwachsene und Kinder ab 5 Jahre  
Artikel-Nr. 3041



RC-Maske Tracheostoma  
Artikel-Nr. 3012

INFO

RC-Chamber reusable mit Mundstück für Erwachsene & Kinder ab 5 Jahren  
Artikel-Nr. 3061

RC-Chamber reusable mit Maske für

- Säuglinge 0-1 Jahre | Artikel-Nr. 3071
- Kleinkinder 1-5 Jahre | Artikel-Nr. 3081
- Erwachsene & Kinder ab 5 Jahren | Artikel-Nr. 3091



## Inhalierhilfen für die Beatmung zur Anwendung von Dosieraerosolen

Der CombiHaler® / CombiHaler® Solo wurde speziell für beatmete Patienten entwickelt.

### Produktmerkmale:

- optimiert die Verneblung von Dosieraerosolen (Aeroneb und Respimat®) bei beatmeten Patienten
- optimiert die Deposition bronchialgängiger Wirkstoffpartikel in der Lunge
- sichere und einfache Handhabung
- hygienisch durch Verschlussmöglichkeit
- geeignet für Kinder und Erwachsene
- nur für den Ein-Patientengebrauch
- der CombiHaler® / CombiHaler® Solo sollte nach dem Gebrauch entsorgt werden
- für den sofortigen Einbau in das Beatmungssystem stehen verschiedene Adapter zur Verfügung
- NEU: 40% leichteres Material (Polypropylene PP)
- erhältlich als:

### CombiHaler®

mit Anschluss für Aeroneb-Vernebler und MDI-Port sowie inkl. Respimat® Adapter

Artikel-Nr. 381 | PZN 11 562 095


### CombiHaler® Solo

ohne Anschluss für Aeroneb-Vernebler, mit MDI-Port nur für die Dosieraerosol Adaption


Artikel-Nr. 382 | PZN 11 562 103



### Beatmungssystem



Adapter Artikel-Nr. 361  
CombiHaler® mit Respimat® Adapter Artikel-Nr. 381  
Adapter Artikel-Nr. 362



Adapter Artikel-Nr. 361  
CombiHaler® Solo Artikel-Nr. 382  
Adapter Artikel-Nr. 362

# Ergänzende Produkte

## RC-Chamber® – Mit Sicherheit Leichter Atmen

Mit dem Sicherheitskonzept im Alltag und im Notfall gerüstet inkl. Notfallplan, Sicherheitsbeutel und Schutzengel-Anhänger.

z.B. Artikel-Nr. 30300 | PZN 11 711 023



INFO

Alle RC-Chamber® Modelle sind durch den Haus-, Kinder- oder Lungenfacharzt unter der Hilfsmittel-Positions-Nr. 14.24.03.1001 erstattungsfähig.



## RC-Cornet® PLUS

Das RC-Cornet® PLUS ermöglicht tracheotomierten Patienten, mit offenem Tracheostoma, alle Vorteile der Atemtherapie (Anwendung zusammen mit der RC-Maske Tracheostoma).

Erstattungsfähig unter Hilfsmittel-Positions-Nr. 14.24.08.0013

Artikel-Nr. 2600 | PZN 12 419 336



## RC-Cornet® PLUS TRACHEO

Das RC-Cornet® PLUS TRACHEO ist eine Variante des RC-Cornet® PLUS, welche über einen integrierten Tracheoansatz (15-mm) Patienten mit einer Kanüle die Atemtherapie zur Schleimlösung ermöglicht.

Artikel-Nr. 2690 | PZN 12 441 324



INFO

RC-Cornet® PLUS – Erstattungsfähig durch den Haus-, Kinder- oder Lungenfacharzt unter Hilfsmittel-Positions-Nr. 14.24.08.0013



← Weitere Informationen und Filme finden Sie unter [www.cegla.de](http://www.cegla.de)



## Musteranfragen gerne unter:

Tel +49 2602 9213-0

Fax +49 2602 9213-15

[info@cegla.de](mailto:info@cegla.de)

Copyright 2018 by R. Cegla GmbH & Co. KG. Alle Rechte vorbehalten, Nachdruck und Vervielfältigung nur mit Genehmigung des Herausgebers.

Eigentümerin der Trade Marks und der registrierten Trade Marks ist das Unternehmen R. Cegla GmbH & Co. KG.

Technische und optische Änderungen sowie Druckfehler vorbehalten.

**CEGLA**  
MEDIZINTECHNIK

R. Cegla GmbH & Co. KG  
Horresser Berg 1  
56410 Montabaur

Germany

Tel +49 2602 9213-0

[info@cegla.de](mailto:info@cegla.de)

[www.cegla.de](http://www.cegla.de)