



Medikamenten-
deposition gezielt
optimieren

Produktübersicht
Inhalierhilfen

Übersicht
INHALIERHILFEN



RC-Chamber®



RC-Chamber® reusable



CombiHaler® Solo



CombiHaler®



MinimHal®

EINATEMVENTIL	mit integrierter Einatemkontrolle	mit integrierter Einatemkontrolle	im Beatmungssystem	im Beatmungssystem	im Beatmungssystem
KAMMERGRÖSSE	160 ml	200 ml	210 ml	210 ml	60 ml
VARIANTEN	Säuglinge mit Maske (0–1 J.) Kleinkinder mit Maske (1–5 J.) Erwachsene ohne Maske (ab 5 J.) Erwachsene mit Maske (ab 5 J.) Tracheostoma (knüliert)	Säuglinge mit Maske (0–1 J.) Kleinkinder mit Maske (1–5 J.) Erwachsene ohne Maske (ab 5 J.) Erwachsene mit Maske (ab 5 J.) Tracheostoma (knüliert)			
SCHUTZENGELEKONZEPT	integrierter Notfallplan Schutzengelanhänger Umverpackung dient als Aufbewahrungsbeutel u. a. auch für Dosieraerosole, Peak-Flow-Meter, Kortison-tabletten, etc.				
KOMBINATIONSMÖGLICHKEITEN	Dosieraerosole Respimat	Dosieraerosole Respimat	Dosieraerosole	Dosieraerosole Respimat Aerogen	Dosieraerosole Respimat Aerogen
REINIGUNG	Einpatientengebrauch spülmaschinenfest auskochbar (100° Grad) mikrowellengeeignet	autoklavierbar	Einmalprodukt	Einmalprodukt	Einmalprodukt
NUTZUNGSZEIT	1 Jahr	gemäß Aufbereitungszyklen	max. 7 Tage im Beatmungsschlauch	max. 7 Tage im Beatmungsschlauch	max. 7 Tage im Beatmungsschlauch
ERSTATTUNGSFÄHIG	x				
GERÄTE MIT ÄHNLICHER FUNKTION	Vortex, AeroChamber u.a.	Vortex	AeroChamber MV, AeroChamber MINI		
ZUBEHÖR	Masken sind einzeln erhältlich	Masken sind einzeln erhältlich	RC-Adapter für Beatmungsschlauch (15mmID/22mmAD) Artikel-Nr. 3610 RC-Adapter für Beatmungsschlauch (22mmID/22mmAD) Artikel-Nr.3620 RC-Adapter für Beatmungsschlauch (ID15mm/ID 22mm) Artikel-Nr. 3630	RC-Adapter für Beatmungsschlauch (15mmID/22mmAD) Artikel-Nr. 3610 RC-Adapter für Beatmungsschlauch (22mmID/22mmAD) Artikel-Nr. 3620 RC-Adapter für Beatmungsschlauch (ID15mm/ID 22mm) Artikel-Nr. 3630	RC-Adapter für Beatmungsschlauch (15mmID/22mmAD) Artikel-Nr. 3610 RC-Adapter für Beatmungsschlauch (22mmID/22mmAD) Artikel-Nr. 3620 RC-Adapter für Beatmungsschlauch (ID15mm/ID 22mm) Artikel-Nr. 3630
	RC-Chamber® Artikel-Nr. 30100-10, 30200-10, 30300-10, 30400-10, 30450-10	RC-Chamber® reusable Artikel-Nr. 3061-10, 3071-10, 3081-10, 3091-10	CombiHaler® Solo Artikel-Nr. 382-10	CombiHaler® Artikel-Nr. 381-10	MinimHal® Artikel-Nr. 384-10

CEGLA Medizintechnik ist Pionier in der Atemtherapie!

Die Apothekerin Ruth Cegla und ihr Mann, der Pneumologe Prof. Dr. med. Ulrich Cegla, haben atemtherapeutische Hilfsmittel neu erfunden, patentiert und weiterentwickelt. Innovationen, die bis heute einzigartig auf dem Markt sind: die oszillierenden Atemphysiotherapiegeräte RC-Cornet® und dessen Weiterentwicklung RC-Cornet® PLUS sowie das neuste Produkt RC-FIT® – welches erstmalig Atemphysiotherapie und Atemmuskeltraining mit Oszillation in EINEM ermöglicht.

In zweiter Generation führt heute ihre Tochter Andrea, gemeinsam mit ihrem Mann Jens Ebinger, das Unternehmen erfolgreich in die Zukunft.

Gegründet 1982 in Deutschland – seit vielen Jahren weltweit aktiv. Gedacht und gemacht in Montabaur. Jedes einzelne Produkt wird per Hand konfektioniert, kontrolliert und sicher verpackt. Diese Verlässlichkeit findet auch international hohe Anerkennung.

Ein echtes Familienunternehmen, in dem die Patienten und das leichtere Atmen im Mittelpunkt stehen.

CEGLA Medizintechnik ist Mitglied bei



und unterstützt zudem viele Patientenorganisationen im Bereich chronischer Atemwegserkrankungen. Mehr dazu unter <https://www.cegla.de/unternehmen/ueber-uns>



Unser Gesundheitsportal bietet Patient:innen, Angehörigen und Interessierten umfangreiche Informationen und Hilfestellungen zu Atemwegserkrankungen.



CEGLA Medizintechnik
GmbH & Co. KG
Horresser Berg 1
DE-56410 Montabaur
Tel +49 2602 9213-0
info@cegla.de
www.cegla.de

Copyright 2022 by CEGLA Medizintechnik GmbH & Co. KG. Alle Rechte vorbehalten, Nachdruck und Vervielfältigung nur mit Genehmigung des Herausgebers. Eigentümerin der Trade Marks und der registrierten Trade Marks ist das Unternehmen CEGLA Medizintechnik GmbH & Co. KG.

Bitte Gebrauchsanweisung lesen. Produktabbildungen können in Form und Farbe vom Original abweichen.

CEGLA
MEDIZINTECHNIK