

TipsHaler-HospitHal®

Inhalierhilfe für den Mehr-Patienten-Gebrauch

Der TipsHaler-HospitHal® ist optimal auf den Einsatz in der Klinik und Arztpraxen abgestimmt.

Mögliche Wirkungsweisen:

- Optimiert die Deposition bronchialgängiger Wirkstoffpartikel in der Lunge

Produktmerkmale:

- Für den Mehr-Patienten-Gebrauch geeignet (autoklavierbar, max. 134 °C)
- Kompatibel mit allen gängigen Dosieraerosolen
- Kann mittels Adapter mit der Trachealkanüle verbunden werden
- Die Masken passen sich optimal der Gesichtsforn an
- Volumen der Inhalierhilfe: 150 ml
- Entspricht höchsten klinischen Anforderungen (KRINKO) bezüglich Anwendung und Hygiene (max. 134°C / Mehr-Patienten-Gebrauch)
- TipsHaler-HospitHal® ist für die hygienische Wiederaufbereitung komplett zerlegbar



Maske für
Säuglinge (0–1 Jahr)

Maske für
Kleinkinder (1–6 Jahre)


Maske für
Erwachsene

*Die geteilte Maske verhindert eine nasale Inhalation.
Die beste Medikamentendeposition wird über das
Mundstück erreicht.*

TipsHaler-HospitHal®
mit Mundstück für Erwachsene und
Kinder ab 5 Jahren
Artikel-Nr. 385-10 / 385-50 / 385-100

TipsHaler-HospitHal® mit Maske
für Säuglinge 0–1 Jahr
Artikel-Nr. 386-10
für Kleinkinder 1–6 Jahre
Artikel-Nr. 387-10
für Erwachsene
Artikel-Nr. 388-10

RC-Adapter (ID15mm/ID 22mm)
für Trachealkanüle
Artikel Nr. 3630-10



* Dosieraerosol separat erhältlich.

Zahlreiche Studien, die an diesen Inhalierhilfen durchgeführt wurden, haben ihre Wirksamkeit nachgewiesen. Studien auf Anfrage erhältlich.