

RC-CORNET[®] Nasenset


Mit dem Zubehör RC-Cornet[®] Nasenset können Sie ein RC-Cornet[®] leicht für die Therapie der oberen Atemwege umrüsten.

Im Lieferumfang der RC-Cornet[®] Nasenset Verpackung sind enthalten:


- Nasenstück mit Nasenolive und Ventilschlauch
- Trocknungsspatel
- Einführhilfe



So rüsten Sie Ihr RC-Cornet[®] um:



Ziehen Sie das Mundstück mit dem Ventilschlauch aus dem RC-Cornet[®] heraus.



Setzen Sie das RC-Cornet[®] Nasenset mit Hilfe der Einführhilfe in den vorhandenen weißen Krümmer ein.

Bitte lesen Sie vor dem ersten Gebrauch die beiliegende Gebrauchsanweisung des RC-Cornet[®] N sorgfältig durch.

ZUBEHÖR UND ERGÄNZENDE PRODUKTE

RC-Cornet® N Ersatzventilschläuche

2er-Set

Artikel-Nr. 216
PZN 00 458 147



RC-Clean

Reinigungsbeutel für die Mikrowelle

Einfache und schnelle Reinigung von
Medizinprodukten sowie Babyartikeln.

Artikel-Nr. 5000
PZN 10 751 032



RC-Pflege® N

Nasen- und Rachenspray

Schutz und Pflege
für Nase und Rachen

Artikel-Nr. 250
PZN 06 415 162



Zubehör und ergänzende Produkte sind erhältlich
in Apotheken, Sanitätshäusern oder unter:

www.cegla-shop.de

Alle Teile sind auch einzeln erhältlich.

Weitere Informationen: www.nasencornet.de

PZN 08 862 333

221b - 1/2017



LATEX FREI



NICHT
STERIL



MENGE: 1



PHTHALATFREI



BEI BESCHÄDIGTER
VERPACKUNG
NICHT VERWENDEN



GEBRAUCHS-
ANWEISUNG
BEACHTEN



221

CEGLA
MEDIZINTECHNIK

 Herstellung & Vertrieb:

R. Cegla GmbH & Co. KG
Horresser Berg 1
Germany
56410 Montabaur
Tel +49 2602 9213-0
info@cegla.de
www.cegla.de